

2016

ООО «Компания ПитерЛаб»

# Прайс-лист

## Магнитные мешалки



☎/📠 8 (812) 997-00-54  
petrolabspb.ru  
info@petrolabspb.ru

01.01.2015



**ООО «Компания ПитерЛаб»**  
**Лабораторное оборудование.**

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"

e-mail: [info@petrolabspb.ru](mailto:info@petrolabspb.ru)

<http://petrolabspb.ru>

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

**Прайс-лист февраль 2016**

**Магнитные мешалки**

**Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем**

**сайте <http://petrolabspb.ru>**

*(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!)*

*Возможно изменение цены без предварительного уведомления.*

<b>Наименование</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Вид</b>	<b>Цена с НДС</b>
<b>Магнитная мешалка MS-20A</b>	<p><i>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин</i>  <i>Контроллер: аналоговый</i>  <i>Температура нагрева: 380 оС</i>  <i>Таймер: нет</i>  <i>Размер платформы: 180x180 мм</i>  <i>Внешний Т датчик: нет</i>  <i>Перемешиваемый объем: до 20 л</i>  <i>Кол-во рабочих мест: 1</i>  <i>Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</i>  <i>Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</i></p>		<b>510\$</b>
<b><u>Магнитная мешалка MS-20D</u></b>	<p><i>Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин</i>  <i>Контроллер: цифровой</i>  <i>Температура нагрева: нет</i>  <i>Таймер: 99 час 59 мин</i>  <i>Размер платформы: 180x180 мм</i>  <i>Внешний Т датчик: нет</i>  <i>Перемешиваемый объем: до 20 л</i>  <i>Кол-во рабочих мест: 1</i>  <i>Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</i>  <i>Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</i></p>		<b>640\$</b>
<b><u>Магнитная мешалка MSH-20A с подогревом</u></b>	<p><i>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин</i>  <i>Контроллер: аналоговый</i>  <i>Температура нагрева: 380 оС</i>  <i>Таймер: нет</i>  <i>Размер платформы: 180x180 мм</i>  <i>Внешний Т датчик: нет</i>  <i>Перемешиваемый объем: до 20 л</i>  <i>Кол-во рабочих мест: 1</i>  <i>Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</i>  <i>Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</i></p>		<b>510\$</b>

	месяцев		
<b>MSH-20D-Set</b> <b>Мешалка</b> <b>магнитная с</b> <b>подогревом</b>	<p>Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин  Контроллер: цифровой  Температура нагрева: 380 оС  Таймер: 99 ч 59 мин  Размер платформы: 180x180 мм  Внешний Т датчик: есть  Перемешиваемый объем: до 20 л  Кол-во рабочих мест: 1  Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием  Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<b>820\$</b>
<b>MSH-20D-Unit</b> <b>Мешалка</b> <b>магнитная с</b> <b>подогревом</b>	<p>Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин  Контроллер: цифровой  Температура нагрева: 380 оС  Таймер: 99 ч 59 мин  Размер платформы: 180x180 мм  Внешний Т датчик: нет  Перемешиваемый объем: до 20 л  Кол-во рабочих мест: 1  Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием  Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<b>670\$</b>
<u><b>Магнитная</b></u> <u><b>мешалка</b></u> <u><b>MSH-30A с</b></u> <u><b>подогревом</b></u>	<p>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин  Контроллер: аналоговый  Температура нагрева: 380 оС  Таймер: нет  Размер платформы: 260x260 мм  Внешний Т датчик: нет  Перемешиваемый объем: до 20 л  Кол-во рабочих мест: 1  Материал платформы: Алюминий с керамическим покрытием  Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<b>930\$</b>
<b>MSH-30D-Set</b> <b>Мешалка</b> <b>магнитная с</b> <b>подогревом</b>	<p>Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин  Контроллер: цифровой  Температура нагрева: 380 оС  Таймер: 99 ч 59 мин  Размер платформы: 260x260 мм  Внешний Т датчик: есть  Перемешиваемый объем: до 20 л  Кол-во рабочих мест: 1  Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием  Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<b>1320\$</b>

<p><b>MSH-30D-Unit</b> <b>Мешалка магнитная с подогревом</b></p>	<p>Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 380 оС Таймер: 99 ч 59 мин Размер платформы: 260x260 мм Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<p>1090\$</p>
<p><b><u>Магнитная мешалка MS-MP4</u></b> <b><u>многместная</u></b></p>	<p>Скорость перемешивания: 80-1200 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: нет Таймер: 99 час 59 мин Размер платформы: 210x300 мм Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 0,5 л на каждом месте Кол-во рабочих мест: 4 Материал платформы: Нержавеющая сталь Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<p>850\$</p>
<p><b><u>Магнитная мешалка MS-MP8</u></b> <b><u>многместная</u></b></p>	<p>Скорость перемешивания: 80-1200 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: нет Таймер: 99 час 59 мин Размер платформы: 210x500 мм Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 0,5 л на каждом месте Кол-во рабочих мест: 8 Материал платформы: Нержавеющая сталь Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<p>1210\$</p>
<p><b><u>Магнитная мешалка SMHS-3</u></b> <b><u>многместная с подогревом</u></b></p>	<p>Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин Контроллер: цифровой (3 отдельных) Внешний Т датчик: нет Температура нагрева: 350 оС Таймер: 99 ч 59 мин Размер платформы: 140x140 мм Мощность: 400Вт*3 места Перемешиваемый объем: до 20 л      Кол-во рабочих мест: 3 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<p>1720\$</p>

<p><u><b>Магнитная мешалка SMHS-6 многоместная с подогревом</b></u></p>	<p>Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин          Контроллер: цифровой (6 отдельных)          Внешний T датчик: нет          Температура нагрева: 350 оС          Таймер: 99 ч 59 мин          Размер платформы: 140x140 мм          Мощность: 400Вт*6 места          Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 6          Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием          Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<p>3210\$</p>
<p><u><b>Магнитная мешалка ПЭ-6100 без подогрева</b></u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный перемешиваемый объем - 1000 мл;</li> <li>• Диапазон частоты вращения якоря - от 120 до 1500 об./мин;</li> <li>• Максимальная потребляемая мощность - 2 Вт;</li> </ul>		<p>4 900</p>
<p><u><b>Магнитная мешалка ПЭ-6110 с подогревом</b></u></p>	<p>Максимальный перемешиваемый объем - 1000 мл;          - Максимальная температура поверхности нагревателя - 120 С;          - Диапазон частоты вращения якоря - от 120 до 1500 об./мин;          - Максимальная потребляемая мощность - 42 Вт;</p>		<p>7 000</p>
<p><u><b>Магнитная мешалка ПЭ-0135 многоместная</b></u></p>	<p>- Режим работы - непрерывный;          - Максимальное время непрерывной работы - 8 ч;          - Диапазон частоты вращения якоря - 200-800 об./мин;          - Максимальный перемешиваемый объем - 5 л;          - Количество устанавливаемых сосудов - 1,4,5,9;          - Максимальная потребляемая мощность - 20 Вт;</p>		<p>38 625</p>
<p><u><b>Магнитная мешалка ES-6120 с подогревом</b></u></p>	<p>Корпус: нержавеющая сталь и алюминий, покрытый химически стойкой порошковой краской;          - Метод контроля: нагреватель - пропорциональная регулировка напряжения, двигатель - плавная регулировка скорости перемешивания;          - Размер нагревательной платформы: 180 мм x180 мм;          - Максимальный перемешиваемый объем : 2000 мл;          - Максимальная температуры нагрева платформы: 320°С;</p>		<p>21 471</p>

	<p>- Напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц; - Мощность: 550 Вт;</p>		
<p><b><u>Магнитная мешалка US-1500D (перемешиваемый объем до 20 л)</u></b></p>	<p>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 340 оС Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: есть Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p>		<p><b>42 500 р</b></p>
<p><b><u>Магнитная мешалка US-1500A (перемешиваемый объем до 20 л)</u></b></p>	<p>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 340 оС Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p>		<p><b>24 500 р</b></p>
<p><b><u>Магнитная мешалка US-1550A</u></b></p>	<p>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 550 оС Таймер: нет Размер платформы: 184x184 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Стеклокерамика</p>		<p><b>39 500 р</b></p>
<p><b><u>Магнитная мешалка US-1550D</u></b></p>	<p>Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 550 оС Таймер: нет Размер платформы: 184x184 Внешний Т датчик: есть Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Стеклокерамика</p>		<p><b>49 200 р</b></p>
<p><b>US-1500S Магнитная мешалка с подогревом</b></p>	<p>Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 280 оС Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 3 л Кол-во рабочих мест: 1</p>		<p><b>18 150 р</b></p>

	<i>Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</i>		
<a href="#"><u>Магнитная мешалка US-0135H 10-ти местная с подогревом</u></a>	Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: комнт +5...120 оС Таймер: нет Размер платформы: 450x180 Перемешиваемый объем: 10x0,5 л Кол-во рабочих мест: 10 Материал платформы: нерж. сталь с силиконовым покрытием		<b>60 000</b>
<a href="#"><u>Магнитная мешалка US-1605H 5-ти местная с подогревом</u></a>	Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: комнт +5...120 оС Таймер: нет Размер платформы: 500x150 Перемешиваемый объем: 5x0,5 л Кол-во рабочих мест: 5 Материал платформы: нерж. сталь с силиконовым покрытием		<b>50 000</b>
<a href="#"><u>Магнитная мешалка US-1605 5-ти местная без подогрева</u></a>	Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: 500x150 Перемешиваемый объем: 5x0,5 л Кол-во рабочих мест: 5 Материал платформы: нерж. Сталь с силиконовым покрытием		<b>45 000</b>
<a href="#"><u>Магнитная мешалка US-6100A без подогрева</u></a>	Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 3 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: пластик		<b>10 800</b>
<a href="#"><u>Магнитная мешалка US-6150A без подогрева</u></a>	Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием		<b>17000</b>
<a href="#"><u>Магнитная мешалка US-6150D без подогрева</u></a>	Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: 184x184 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Стеклокерамика		<b>27 500</b>

---

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"  
e-mail: [info@petrolabspb.ru](mailto:info@petrolabspb.ru)

<http://petrolabspb.ru>

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43

Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

ООО "Компания ПитерЛаб"